

N°001/2023

REPORTE DE MANTENCIÓN PREVENTIVA MONITOR DESFIBRILADOR

Cliete: I. Municipalidad de Colle Larga
Marca: MediTech Modelo: 900 B
N° de serie: H18005 Fecha: 09-06-2023

Simbología:

✓	Correcto, equipo operativo
x	Equipo defectuoso, malo
---	No contiene por diseño o modelo

1. Chequeo Visual:

1. Carcasa Frontal y Trasera
2. Panel frontal
3. Estado de Software
4. Accesorios (Parches)
5. Batería de respaldo
6. Bolso de transporte

✓
✓
✓

✓

2. Chequeo de indicadores:

1. Estado de pantalla
2. Parlante
3. Icono de batería
4. Icono de equipo no operativo
5. Verificación de alta voz de indicaciones

✓
✓
✓
✓

Verificación de modos de descarga:

1. Fibrilación Ventricular VFBC
2. Taquicardia Ventricular VTAC
3. Fibrilación Auricular AFIB
4. Bloqueo de rama derecha RBB

✓
✓
✓
✓

5. Verificación de descarga de energía, con Simulador de paciente

Marca: NEOS Modelo: JAV-200

Verifique que el equipo realiza descarga a:

1. Test Nivel de energía
2. Test Nivel de energía
3. Test Nivel de energía
4. Test Nivel de Energía

57J
109J
203J
209J

6. Seguridad eléctrica

- Corriente de fuga
- Tierra de protección
- Aislación

✓
✓
✓

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo en los Parámetros SpO2 - PNI - ECG y Resp.
En las Pruebas de descarga de 300J presenta variaciones significativas
(203J-209J)* Se recomienda solo ocupar el equipo como Monitor Multiparámetros.
Nota = Batería de respaldo sin autonomía.

Fecha Próxima Mantención: JUNIO 2024

Nombre responsable Bioequip-Salud: Jorge Osorio A.

Nombre responsable Cliente: _____

